

Anticorpo Policlonais Anti-Dap Quinase 1 (Dapk1) Para Wb, Ihc-P, Elisa - P53355

Número do item: CM0027435



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade direcionado à DAP Kinase 1 (DAPK1) humana, validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa de apoptose e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAP Kinase 1 (DAPK1) Rabbit pAb
Observações/Alias	DAPK; ROCO3; DAP Kinase 1 (DAPK1)
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1612
ID do Gene	1612
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1141-1430 da DAP Kinase 1 (DAPK1) humana (NP_004929.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P53355
Peso da Proteína	160kDa
Transporte	Bolsa de gelo