


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dap3 Para Wb, Elisa - P51398

Número do item: CM0025719



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DAP3 humano (MRPS29), validado para WB e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisa em biologia mitocondrial e apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAP3 Rabbit pAb
Observações/Alias	DAP-3; S29mt; MRPS29; MRP-S29; bMRP-10; DAP3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7818
ID do Gene	7818
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 159-398 da DAP3 humana (NP_387506.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P51398
Peso da Proteína	46kDa
Envio	Saco de gelo