


Anti-Dapk3 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43293

Número do item: CM0013285



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DAPK3 (ZIPK/DLK). Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Suporta pesquisas sobre apoptose, autofagia e dinâmica de actina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAPK3 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DLK; ZIP; ZIPK; DAPK3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	1613
GeneID	1613
Imunôgeno	Peptídeo Sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do DAPK3 humano (NP_001339.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43293
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Saco com gelo