

Anticorpo Policlonal Anti-Dapp1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Un19

Número do item: CM0013035



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DAPP1 humano (BAM32), validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudos de sinalização do receptor de células B.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAPP1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	BAM32; DAPP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	27071
GeneID	27071
Imunógeno	Peptídeo sintético: Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 100-273 do DAPP1 humano (NP_055210.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UN19
Peso Proteico	32kDa
Envio	Saco de gelo