

Anticorpo Monoclonal Anti-Darpp32 Para Wb, If/Icc, If-F, Elisa - Q9Ud71

Número do item: CM0007325

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DARPP32 validado para WB, IF/ICC, IF-F e ELISA. Detecta DARPP32 em humano, rato e rato, ideal para estudos de sinalização de dopamina e inibição de PP1.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DARPP32 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apêndice	DARPP32; DARPP-32
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84152
ID do Gene	84152
Imunogénio	Peptídeo sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-F, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23 kDa
Envio	Saco de gelo