

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Darpp32 Para Wb, Elisa - Q9Ud71

Número do item: CM0008237

introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado a DARPP32 (PPP1R1B, DARPP-32) humano. Validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Uma ferramenta fundamental para estudar a inibição da proteína fosfatase 1 regulada por dopamina/cAMP e vias de sinalização neuronal.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DARPP32 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DARPP32; DARPP-32
Espécie	Humano
GeneID (humano)	84152
GeneID	84152
Imunógeno	Peptídeo Sintético
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de gelo