

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Darpp32 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Ud71

Número do item: CM0024652

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DARPP32 humano (PPP1R1B), uma fosfoproteína neuronal regulada por dopamina e cAMP, inibidora da PP1. Validado para WB, IF/ICC, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Banda prevista ~23 kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DARPP32 pAb de Coelho
Observações/Apelido	DARPP32; DARPP-32
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84152
ID do Gene	84152
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-116 do DARPP32 humano (NP_115568.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UD71
Peso Proteico	23kDa
Envio	Saco de Gelo