

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dars Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P14868

Número do item: CM0029330



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DARS humano (Ligase de aspartato-tRNA). Adequado para WB, IHC-P, IP e ELISA. Detecta níveis endógenos em amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos sobre tradução de proteínas, metabolismo de aminoácidos e distúrbios neurológicos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DARS Rabbit pAb
Observações/Apelido	DARS; HBSL; aspRS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1615
ID do Gene	1615
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 222-501 do DARS humano (NP_001340.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P14868
Peso da Proteína	57kDa
Envio	Saco com gelo