

Anticorpo Policlonal Anti-Dars2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q6Pi48

Número do item: CM0030223



introdução

Anticorpo policlonal de coelho DARS2 que visa a aspartil-tRNA sintetase mitocondrial. Adequado para Western blot, IHC-P e ELISA em amostras humanas e de camundongo. Útil para pesquisa de tradução mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DARS2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	LBSL; ASPRS; mtAsPRS; MT-ASPRS; DARS2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55157
GeneID	55157
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q6PI48
Peso da Proteína	74kDa
Envio	Saco com gelo