

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Daxx Para Wb, Elisa - Q9Uer7

Número do item: CM0003119



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Daxx validado para amostras humanas em WB e ELISA. Tem como alvo a proteína 6 associada ao domínio de morte, um correpessor de transcrição e chaperona de histonas envolvido em apoptose e remodelação da cromatina. SWISS: Q9UER7.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de Coelho Anti-Daxx
Observações/Apelido	DAP6; EAP1; BING2; SMIM40; Daxx
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1616
GeneID	1616
Imunógeno	Peptídeo Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do Daxx humano (Q9UER7))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9UER7
Peso Proteico	81kDa
Envio	Em saco de gelo