

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dazap1 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Ep5

Número do item: CM0003127



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho DAZAP1 validado para WB, IHC-P, ELISA. Reconhece DAZAP1 humano, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisa em biologia reprodutiva e espermatogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAZAP1 mAb de Coelho
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	26528
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo aminoácidos 265-407 do DAZAP1 humano (Q96EP5)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96EP5
Peso da Proteína	43kDa
Envio	Saco com gelo