

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dazap2 Para Wb E Elisa - Q15038

Número do item: CM0017925

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra DAZAP2 humano, validado para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Ideal para estudar a degradação de HIPK2, resposta ao dano do DNA e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DAZAP2 Coelho pAb
Observações/Apelido	PRTB; DAZAP2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9802
ID do Gene	9802
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-168 da DAZAP2 humana (NP_055579.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
Acesso UniProt	Q15038
Peso Molecular Predito	17kDa
Condição de Envio	Bolsa de gelo