


## Anticorpo Policlonal Anti-Dbh Para Wb, Ihc-P, Elisa - P09172

Número do item: CM0018626



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho anti-DBH validado para Western blot, IHC-P e ELISA. Reage com a dopamina beta-hidroxilase humana, de camundongo e de rato. Ideal para estudos de biossíntese de neurotransmissores. Enviado em saco com gelo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DBH pAb Coelho                                                                                                           |
| Observações/Apelido | DBM, ORTHYP1, DBH                                                                                                        |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| GeneID (Humano)     | 1621                                                                                                                     |
| GeneID              | 1621                                                                                                                     |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 388-617 do DBH humano (NP_000778.3) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                         |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | P09172                                                                                                                   |
| Peso da Proteína    | 69kDa                                                                                                                    |
| Envio               | Saco com gelo                                                                                                            |