


Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Dbh Para Wb, Ip, If, Ihc-P, Elisa - P09172

Número do item: CM0010758



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DBH humano, validado para WB, IP, IF, IHC-P, ELISA. Reage com humano e camundongo. Para pesquisa em biossíntese de neurotransmissores.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBH Coelho mAb
Observações/Apelido	DBM; ORTHYP1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1621
ID do Gene	1621
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 388-617 do DBH humano (NP_000778.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P09172
Peso Proteico	69 kDa
Envio	Saco de Gelo