


Anticorpo Policlonais Anti-Dbi Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P07108

Número do item: CM0016664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DBI (ACBD1, EP) humano validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em metabolismo e neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBI Rabbit pAb
Observações/Apelidos	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1622
GeneID	1622
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-104 do DBI humano (NP_001171513.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07108
Peso da Proteína	10-12 kDa
Envio	Bolsa de gelo