

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dbi Para Wb, If, Ihc, Elisa - P31786

Número do item: CM0027073

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DBI de rato (proteína de ligação a acil-CoA/inibidor de ligação ao diazepam), validado para WB, IF, IHC e ELISA. Detecta DBI endógeno em tecidos de rato e rato. Ideal para estudar o transporte de lipídios e a modulação do receptor GABA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBI Rabbit pAb
Observações/Apelido	EP; Acbp; ACBD1; endozepina
Espécie	Rato
ID do Gene (Humano)	1622
ID do Gene (Rato)	13167
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-87 do DBI de rato (NP_031856.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Rato, Rato
SWISS	P31786
Peso Molecular da Proteína	10-12 kDa
Envio	Saco de gelo