


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dbi Para Wb, Ip, Elisa - P07108

Número do item: CM0026543



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta afinidade contra o Inibidor de Ligação ao Diazepam (DBI/ACBP) humano, validado para WB, IP e ELISA; detecta uma banda de 10-12 kDa; reage de forma cruzada com DBI humano; adequado para pesquisa em metabolismo lipídico, sinalização de neuropeptídeos e transporte intracelular de acil-CoA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBI Rabbit pAb
Observações/Apelido	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; DBI
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1622
GeneID	1622
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-104 do DBI humano (NP_001171513.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P07108
Peso Proteico	10-12 kDa
Remessa	Saco de gelo