


Anti-Dbi Rabbit Polymab® Para Wb, Ihc-P, Elisa - P07108 / P31786

Número do item: CM0012619



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho Anti-DBI (PolymAb®) validado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. Adequado para pesquisa de proteína de ligação a acil-CoA/inibidor de ligação ao diazepam em metabolismo e neurologia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KO Validated] DBI Rabbit PolymAb®
Observações/Apelido	EP; ACBP; ACBD1; CCK-RP; endozepina
Espécies	Humano/Camundongo
GeneID (Humano)	1622
GeneID	1622/13167
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07108/P31786
Peso da Proteína	10-12 kDa
Envio	Saco com gelo