


Anticorpo Policlonal Anti-Dbnl Para Wb, Elisa - Q9Uju6

Número do item: CM0016138



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra DBNL humano (HIP-55, SH3P7), validado para WB e ELISA; apresenta reação cruzada com camundongo e rato. A DBNL atua na reorganização do citoesqueleto de actina, na endocitose e na ativação de células T.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DBNL Rabbit pAb
Observações/Alcunhas	ABP1; HIP55; SH3P7; HIP-55; DBNL
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	28988
GeneID	28988
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 131-430 da DBNL humana (NP_001014436.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UJU6
Peso da proteína	48 kDa
Envio	Bolsa de gelo