

Anti-Dbp Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - Q10586

Número do item: CM0017264

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DBP humano (proteína de ligação ao sítio D) para aplicações de Western blot e ELISA. Detecta um fator de transcrição nuclear de 34 kDa envolvido na regulação do ritmo circadiano. Adequado para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DBP Rabbit pAb
Observações/Apelido	DABP; taxREB302; DBP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1628
ID do Gene	1628
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-325 do DBP humano (NP_001343.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q10586
Peso da Proteína	34kDa
Envio	Saco de gelo