


## Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dbt Para Wb, Ihc-P, Ip - P11182

Número do item: CM0007620



### introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta qualidade direcionado a DBT (complexo desidrogenase alfa-cetona de cadeia ramificada E2). Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas mitocondriais e estudos de MSUD.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Especificação                                                                                                    |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | [KD Validado] DBT Coelho mAb                                                                                     |
| Observações/Alias   | E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; [KD Validado] DBT                                       |
| Espécie             | Humano                                                                                                           |
| ID do Gene (Humano) | 1629                                                                                                             |
| ID do Gene          | 1629                                                                                                             |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 62-247 de DBT (NP_001909.4) |
| Origem              | Coelho                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpos Monoclonais                                                                                           |
| Aplicação           | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                             |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                         |
| SWISS               | P11182                                                                                                           |
| Peso da Proteína    | 53 kDa                                                                                                           |
| Envio               | Bolsa de gelo                                                                                                    |