


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dbt Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P11182

Número do item: CM0022384



introdução

pAb de coelho anti-DBT para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Tem como alvo o componente E2 do BCKDH; útil para pesquisas sobre o catabolismo de aminoácidos de cadeia ramificada e MSUD. P11182.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	pAb de coelho anti-DBT
Observações/Apelidos	E2; E2B; BCATE2; BCKADE2; BCKAD-E2; BCKDH-E2; BCOADC-E2; DBT
Espécie	Humano
ID do gene	1629
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 11-247 do DBT humano (NP_001909.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P11182
Peso da proteína	53 kDa
Envio	Bolsa de gelo