


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dc-Signr/Cd299 Para Wb, If/Icc, Fc, Elisa - Q9H2X3

Número do item: CM0006285



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho contra DC-SIGNR/CD299 (CLEC4M, L-SIGN) humano. Validado para WB, IF/ICC, FC, ELISA. Detecta uma banda de ~24-45 kDa. Receptor de reconhecimento de patógenos envolvido na entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb anti-DC-SIGNR/CD299 de coelho
Observações/Apelidos	CD299; LSIGN; CD209L; L-SIGN; DCSIGNR; HP10347; DC-SIGN2; DC-SIGNR; CD299/DC-SIGNR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10332
ID do Gene	10332
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 71-399 de DC-SIGNR/CD299 humano (NP_055072.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, FC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	Q9H2X3
Peso Proteico	24-45KDa
Transporte	Bolsa de gelo