

Anticorpo Policlonal Anti-Dcaf12 Para Wb E Elisa - Q5T6F0

Número do item: CM0019974



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCAF12 humano (fator 12 associado a DDB1 e CUL4), validado para Western blot e ELISA. Reconhece DCAF12 humano e de rato, adequado para pesquisas sobre ubiquitinação e autofagia.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DCAF12 Rabbit pAb
Observações/alias	CT102; TCC52; WDR40A; KIAA1892; DCAF12
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25853
GeneID	25853
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-85 de DCAF12 humano (NP_056212.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, rato
SWISS	Q5T6F0
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Bolsa de gelo