


Anticorpo Policlonal Anti-Dcaf13 Para Wb, Elisa - Q9Nv06

Número do item: CM0013503



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCAF13 humano, validado para WB e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Imunógeno recombinante (aa 298-597). Adequado para pesquisas sobre biogênese ribossômica, ubiquitinação e biologia do desenvolvimento.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	DCAF13 Rabbit pAb
Observações/Apelido	GM83; Sof1; WDSOF1; HSPC064; DCAF13
Espécie	Humano
GeneID (humano)	25879
GeneID	25879
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 298-597 de DCAF13 humano (NP_056235.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q9NV06
Peso da proteína	51 kDa
Envio	Gelo reutilizável