

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dcaf17 Para Wb, Elisa - Q5H9S7

Número do item: CM0022974

### introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCAF17 (C2orf37, C20orf37), um receptor de substrato para o complexo ligase E3 de ubiquitina CUL4-DDB1. Validado para WB e ELISA, reage com humano e rato. Ideal para pesquisa em ubiquitinação e doenças.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro                  | Valor                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto            | DCAF17 pAb de Coelho                                                                                                                               |
| Observações/Apelido        | C2orf37; C20orf37; DCAF17                                                                                                                          |
| Espécie                    | Humano                                                                                                                                             |
| ID do Gene (Humano)        | 80067                                                                                                                                              |
| Imunógeno                  | Proteína recombinante: Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 235-335 do DCAF17 humano (NP_079276.2) |
| Fonte                      | Coelho                                                                                                                                             |
| Categoria                  | Anticorpos Policlonais                                                                                                                             |
| Aplicação                  | WB, ELISA                                                                                                                                          |
| Reatividade Cruzada        | Rato                                                                                                                                               |
| SWISS                      | Q5H9S7                                                                                                                                             |
| Peso Molecular da Proteína | 59kDa                                                                                                                                              |
| Envio                      | Saco de Gelo                                                                                                                                       |