

Anticorpo Policlonico De Coelho Anti-Dcaf7 Para Wb, If/Icc, Elisa - P61962

Número do item: CM0017790

introdução

Anticorpo policlonico de coelho contra DCAF7, também conhecido como WDR68, para uso em Western blot, imunofluorescência e ELISA. Validado em amostras humanas e de camundongo. Proteína de 39kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DCAF7 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AN11; HAN11; WDR68; SWAN-1; DCAF7
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10238
GeneID	10238
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-342 do DCAF7 humano (NP_005819.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P61962
Peso da Proteína	39kDa
Envio	Saco de gelo