


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dcamkl1/Dclk1 Para Wb, Elisa - O15075

Número do item: CM0011902



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a DCAMKL1/DCLK1 (serina/treonina-proteína quinase) humana, validado para Western blotting e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em neurociência sobre migração neuronal e desenvolvimento cerebral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCAMKL1/DCLK1 mAb de coelho
Observações/Alias	CL1; DCLK; CLICK1; DCDC3A; DCAMKL1; DCAMKL1/DCLK1
Espécie	Humano
GeneID	9201 (Humano)
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente aos aminoácidos 600-700 da DCAMKL1/DCLK1 humana (O15075)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O15075
Peso da Proteína	82kDa
Envio	Bolsa de gelo