

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dcdc2 Para Wb E Elisa - Q9Uhg0

Número do item: CM0019674



introdução

pAb de Coelho Anti-DCDC2 validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Projetado para pesquisa em sinalização Wnt, migração neuronal e ciliogênese em neurociência e biologia celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-DCDC2
Observações/Alias	NSC; RU2; RU2S; DCDC2A; DFNB66; NPHP19; DCDC2
Espécie	Humano
ID do Gene	51473
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-250 da DCDC2 humana (NP_001182539)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9UHG0
Peso da Proteína	53kDa
Envio	Bolsa de gelo