


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dck Para Wb, Ihc-P, Elisa - P27707

Número do item: CM0007635



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho preciso contra DCK humano (desoxicitidina quinase), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reage com humano, rato, rato. Essencial para pesquisa de fosforilação de análogos de nucleosídeo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	[KD Validado] DCK Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	DCK; [KD Validado] DCK
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1633
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do DCK humano (NP_000779.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P27707
Peso Proteico	31kDa
Envio	Saco de gelo