


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dck Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P27707

Número do item: CM0023671



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à desoxicitidina quinase (DCK) humana para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Validado em amostras humanas, de camundongo e de rato; ideal para estudos de ativação de medicamentos contra o câncer e antivirais.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCK Rabbit pAb (Anticorpo policlonal de coelho anti-DCK)
Observações/Alias	DCK
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1633
GeneID	1633
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 da DCK humana (NP_000779.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P27707
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Bolsa de gelo