


Anticorpo Policloal Anti-Dclre1C De Coelho Para Wb, Elisa - Q96Sd1

Número do item: CM0026487



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCLRE1C (Artemis) humano para WB e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudo de reparo de DNA, recombinação V(D)J e doenças de imunodeficiência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCLRE1C Rabbit pAb
Observações/Apelidos	SCIDA, SNM1C, A-SCID, RS-SCID, DCLREC1C, DCLRE1C
Espécie	Humano
ID do Gene	64421
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da DCLRE1C humana (NP_001029027.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q96SD1
Peso da Proteína	78kDa
Envio	Bolsa de gelo