


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dcp1A Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Npi6

Número do item: CM0011237



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-DCP1A de alta qualidade validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com amostras humanas e de camundongo. Indicado para pesquisa de decapping de mRNA e degradação de mRNA sem sentido.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCP1A mAb de coelho
Observações/Apelidos	SMIF, SMAD4IP1, HSA275986, Nbla00360, DCP1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55802
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 483-582 do DCP1A humano (Q9NPI6).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NPI6
Peso da Proteína	63kDa
Transporte	Saco de gelo