

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Dcp1A Para Wb, Elisa - Q9Npi6

Número do item: CM0029338



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCP1A humano (SMIF), adequado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano, rato e camundongo. Ideal para pesquisa de decaimento de mRNA e sinalização de TGF-beta.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCP1A Coelho pAb
Observações/Apelido	SMIF; SMAD4IP1; HSA275986; Nbla00360; DCP1A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	55802
GeneID	55802
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 303-582 do DCP1A humano (NP_060873.4)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9NPI6
Peso Proteico	63kDa
Envio	Saco de gelo