

Anticorpo Policlonal Anti-Dcp1B Para Wb, Elisa - Q8Izd4

Número do item: CM0019266

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCP1B humano, validado para Western blot e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para estudar mecanismos de remoção da capa do mRNA e decaimento mediado por nonsense.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCP1B Coelho pAb
Observações/Apelido	DCP1; DCP1B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	196513
GeneID	196513
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 386-617 do DCP1B humano (NP_689853.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q8IZD4
Peso Proteico	68kDa
Envio	Saco de gelo