

Anti-Dcp2 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, Elisa - Q8lu60

Número do item: CM0029779



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o DCP2 (NUDT20), validado para WB e ELISA. Reage com humano, camundongo, rato. O DCP2 é uma enzima de desapeamento de mRNA envolvida na renovação de mRNA e degradação mediada por nonsense. Ideal para estudar a regulação pós-transcricional.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCP2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	NUDT20; DCP2
Espécie	Humano
ID do Gene	167227
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-240 do DCP2 humano (NP_001229306.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8IU60
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo