

Anticorpo Policloal Anti-Dcps Para Wb, Elisa - Q96C86

Número do item: CM0013629



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao DCPS humano (m7GpppX difosfatase). Adequado para Western blot e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo. Detecta banda de ~39 kDa. Essencial para pesquisa de degradação e splicing de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policloal DCPS de Coelho
Observações/Alias	ARS; DCS1; HSL1; HINT5; HINT-5; HSPC015; DCPS
Espécie	Humano
GeneID	28960
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-270 do DCPS humano (NP_054745.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q96C86
Peso Proteico	39 kDa
Envio	Saco de gelo