

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Dcr1/Cd263 Para Wb, Elisa - O14798

Número do item: CM0007522

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade contra DcR1/CD263 humano (TRAIL-R3, TNFRSF10C), validado para Western blot e ELISA. Este receptor de engano compete pela ligação do TRAIL para inibir a apoptose. Reage com humano, 27kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DcR1/CD263 Rabbit mAb
Observações/Alias	LIT; DCR1; TRID; CD263; TRAILR3; TRAIL-R3; DCR1-TNFR; DcR1 / CD263
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	8794
GeneID	8794
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 150-230 de DcR1 / CD263 humano (NP_003832.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	O14798
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de gelo