

Anticorpo Monoclonal Anti-Dcr2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Ubn6

Número do item: CM0009570

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-DCR2 de alta qualidade validado para WB, IHC-P, ELISA; reage com humano, rato, rato. Ideal para estudar a sinalização do receptor TRAIL e pesquisa de apoptose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCR2 Anticorpo Monoclonal de Coelho (mAb)
Observações/Apelido	DCR2; CD264; TRUNDD; TRAILR4; TRAIL-R4
Espécie	Humano
ID do Gene	8793
Imunogénio	Péptido Sintético Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 287-386 do DCR2 humano (Q9UBN6).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q9UBN6
Peso Molecular da Proteína	42kDa
Envio	Em saco de gelo