

Anticorpo Policlonal Anti-Dct Para Wb, Elisa - P40126

Número do item: CM0017108



introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-DCT para aplicações de WB e ELISA. Específico para DCT (TRP-2) humano e de camundongo, uma enzima melanogênica de 59kDa envolvida na biossíntese de melanina. Ideal para pesquisas sobre pigmentação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCT Rabbit pAb
Observações/Apelido	OCA8; TRP-2; TYRP2; DCT
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1638
GeneID	1638
Imunógeno	Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-350 do DCT humano (NP_001913.2).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P40126
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo