

Anticorpo Policlonal Anti-Dctd Para Wb, Ihc-P, Elisa - P32321

Número do item: CM0028486



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra DCTD humano (dCMP desaminase), adequado para WB, IHC-P e ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ataca enzima chave no metabolismo de nucleotídeos e salvação epigenética.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	DCTD pAb Coelho
Observações/Apelido	DCTD
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	1635
GeneID	1635
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-178 do DCTD humano (NP_001912.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P32321
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco de gelo