


Anticorpo Policlonal Anti-Dctn2 Para Wb, Elisa - Q13561

Número do item: CM0014278



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína humana DCTN2 (subunidade 2 da dinactina). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humanos, camundongos e ratos. Adequado para estudar o transporte mediado por dineína e a mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCTN2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10540
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 280-401 da DCTN2 humana (NP_006391.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q13561
Peso Molecular da Proteína	44kDa
Envio	Em saco de gelo