


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Dctn2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q13561

Número do item: CM0019218



introdução

Detecte a subunidade 2 de dinactina (DCTN2/p50 dinamitina, 44kDa) em humanos e ratos com este anticorpo policlonal de coelho. Validado para Western blot, imunofluorescência/ICC e ELISA. Ideal para estudos sobre transporte mediado por dineína e mitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCTN2 pAb de Coelho
Observações/Apelido	RBP50; DCTN50; HEL-S-77; DYNAMITIN; DCTN2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10540
GeneID	10540
Imunogénio	Proteína recombinante (Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 50-320 do DCTN2 humano (NP_006391.1))
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q13561
Peso Proteico	44kDa
Envio	