


Anticorpo Monoclonal Anti-Dctn5 Para Wb, Elisa - Q9Bte1

Número do item: CM0003341



introdução

DCTN5 Rabbit mAb, um anticorpo monoclonal que visa a subunidade 5 da dinactina (p25), validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisas de transporte dineína e cinetocoro.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCTN5 Rabbit mAb
Observações/Apelido	DCTN5; subunidade 5 da dinactina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	84516
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-182 do DCTN5 humano (Q9BTE1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BTE1
Peso da Proteína	20kDa
Envio	Saco com gelo