

Anticorpo Policlonal Anti-Dcxr Para Wb E Elisa - Q7Z4W1

Número do item: CM0025949



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DCXR humano (L-xilulose redutase). Validado para WB e ELISA, reage de forma cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para pesquisa do ciclo do uronato e osmorregulação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DCXR Coelho pAb
Observações/Apelido	XR; DCR; HCR2; P34H; HCR11; KIDCR; PNTSU; SDR20C1; DCXR
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	51181
ID do Gene	51181
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-244 do DCXR humano (NP_057370.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q7Z4W1
Peso Proteico	26kDa
Envio	Saco de gelo