


## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddah1 Para Wb, If/Icc E Elisa - O94760

Número do item: CM0015862



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra DDAH1, validado para aplicações em WB, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar a regulação do óxido nítrico e o metabolismo da dimetilarginina em amostras humanas, de rato e camundongo.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro           | Valor                                                                                                                    |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto     | DDAH1 Rabbit pAb                                                                                                         |
| Observações/Apelido | DDAH; DDAH1; DDAH-1; HEL-S-16; DDAH1                                                                                     |
| Espécie             | Humano                                                                                                                   |
| ID do Gene          | 23576                                                                                                                    |
| Imunógeno           | Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 da DDAH1 humana (NP_036269.1) |
| Fonte               | Coelho                                                                                                                   |
| Categoria           | Anticorpos Policlonais                                                                                                   |
| Aplicação           | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                        |
| Reatividade Cruzada | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                 |
| SWISS               | O94760                                                                                                                   |
| Peso Proteico       | 31kDa                                                                                                                    |
| Remessa             | Bolsa de Gelo                                                                                                            |