

Anticorpo Policlonais Anti-Ddah2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95865

Número do item: CM0025767

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado a DDAH2 humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage cruzadamente com camundongo e rato. Apoia a pesquisa sobre os papéis de DDAH2 na biologia vascular, secreção de insulina e fissão mitocondrial.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDAH2 Rabbit pAb
Observações/Alias	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	23564
ID do Gene	23564
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-285 da DDAH2 humana (NP_039268.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95865
Peso da Proteína	30kDa
Envio	Bolsa de gelo