

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Ddah2 Para Wb, Elisa - 095865

Número do item: CM0012297

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra DDAH2 validado para aplicações de Western blot (WB) e ELISA. Detecta DDAH2 humano, de camundongo e de rato, uma proteína envolvida na indução de VEGF, na secreção de insulina e na dinâmica mitocondrial. Ideal para pesquisas vasculares e imunológicas.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	mAb de coelho contra DDAH2
Observações/Apelidos	G6a; DDAH; NG30; DDAHII; HEL-S-277; DDAH2
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	23564
ID do Gene	23564
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da DDAH2 humana (095865).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	O95865
Peso da Proteína	30 kDa
Envio	Bolsa de gelo