

Anticorpo Policlonal Anti-Ddb1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16531

Número do item: CM0027317



introdução

Anticorpo Policlonal Anti-DDB1 validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Detecta DDB1 humano, de rato e de rato (127kDa). Usado para pesquisa de reparo de DNA e ubiquitinação via complexos UV-DDB e DCX.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	DDB1 Coelho pAb
Observações/Apelido	XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	1642
ID do Gene	1642
Imunogénio	Um péptido sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 741-1140 do DDB1 humano (NP_001914.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q16531
Peso Proteico	127kDa
Envio	Saco de gelo