

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ddb1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16531

Número do item: CM0025059



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho DDB1 para pesquisa de reparo de danos ao DNA e ubiquitinação. Validado em WB, IHC-P, IP, ELISA com reatividade em humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o complexo UV-DDB e as ligases E3 DCX.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | DDB1 pAb de Coelho                                                                                                  |
| Observações/Apêndice | XPE; DDBA; XAP1; XPCE; XPE-BF; UV-DDB1; WHIKERS; DDB1                                                               |
| Espécie              | Humano                                                                                                              |
| GeneID (Humano)      | 1642                                                                                                                |
| GeneID               | 1642                                                                                                                |
| Imunógeno            | Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1000-1140 do DDB1 humano (NP_001914.3). |
| Fonte                | Coelho                                                                                                              |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                              |
| Aplicação            | WB, IHC-P, IP, ELISA                                                                                                |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                            |
| SWISS                | Q16531                                                                                                              |
| Peso Proteico        | 127kDa                                                                                                              |
| Envio                | Bolsa de Gelo                                                                                                       |